

# ВОССОЗДАВАЯ ПРИРОДУ

Каталог по продукции 2020




# Signia

## Новый этап развития традиций слухопротезирования

Мы создаем ультрасовременные слуховые аппараты. Вот уже 140 лет, еще со времен Siemens, это остается нашей неизменной миссией и составляет величайшее наследие в сфере слухопротезирования. Являясь пионерами в области разработки слуховых аппаратов, мы представили бесконечное множество мировых новинок и теперь продолжаем историю успеха, расширяя портфолио нашей новой инновационной платформы Signia Nx.

## Решения по слухопротезированию для каждого

Со слуховыми аппаратами Signia вы можете предложить своим клиентам широкий выбор из всего многообразия моделей с техническими характеристиками, учитывающими различные потребности и степени потери слуха. Чтобы сориентировать вас и помочь в выборе верного устройства, наши слуховые аппараты разделены на три категории в соответствии с моделями конструкции. Это позволит вам быстро понять, какая модель лучше всего отвечает предпочтениям клиента.



# Обзор слуховых аппаратов

Мы предлагаем широкий выбор слуховых аппаратов самых разных моделей и уровней производительности, чтобы помочь специалистам в области слуха удовлетворить потребности, пожелания и требования своих клиентов. Воспользуйтесь этим разнообразным предложением, чтобы повысить степень удовлетворенности своих клиентов.

Модель	Технологический уровень	RIC	BTE		ITE			Настройка Connexx
			LifeTube/ ThinTube	Рожок	IIC	CIC	ITC	
Styletto Connect	7Nx 5Nx 3Nx	•						9
Pure 312 Nx	7Nx 5Nx 3Nx	•						9
Motion 13 Nx	7Nx 5Nx 3Nx		•	•				9
Motion 13P Nx	7Nx 5Nx 3Nx		•	•				9
Silk Nx	7Nx 5Nx 3Nx					•		9
Insio Nx	7Nx 5Nx 3Nx				•	•	•	9
Pure 10 Nx	7Nx 5Nx 3Nx	•						9
Pure Charge&Go Nx	7Nx 5Nx 3Nx 2Nx 1Nx	•						9
Motion Charge&GO Nx	7Nx 5Nx 3Nx 2Nx 1Nx		•	•				9
Ace primax	7px 5px 3px 2px 1px	•						9
Pure primax	7px 5px 3px 2px 1px	•						9
Cellion primax	7px 5px 3px 2px	•						9
Motion primax	7px 5px 3px 2px 1px		•	•				9
Silk primax	7px 5px 3px 2px 1px					•		9
Insio primax	7px 5px 3px 2px 1px					•	•	9
Intuis 3			•	•		•	•	9

# Signia Nx обзор платформы

Наша инновационная платформа Signia Nx обеспечивает наиболее естественное звучание собственного голоса и наилучшее качество понимания речи в условиях шума, сочетая в себе самые передовые системы подключения.

Характеристики	Информация	Уровни производительности				
		7Nx	5Nx	3Nx	2Nx	1Nx
<b>Аудиология</b>						
<b>ОВР™ (функция обработки собственного голоса)</b>	Функция обработки собственного голоса (ОВР™) предусматривает распознавание голоса пользователя в режиме реального времени, обеспечивая естественное звучание собственного голоса. Доступна для моделей SLIM-RIC/RIC/BTE с системой Ultra HD e2e.	●●●●●	●●●●●	●●●●●	—	—
<b>3D-классификатор</b>	В отличие от обычных систем классификации, которые учитывают только акустические данные, 3D-классификатор анализирует многомерную информацию из окружающей среды пользователя и его коммуникативное поведение. Информацию об активности голоса пользователя, состоянии движения, а также акустические данные анализируют для того, чтобы привести реакции слухового аппарата в соответствие с требованиями пользователя. Для устройств с подключением Bluetooth доступна функция регистрации движения.	●●●●●	●●●●●	●●●	—	—
<b>Четкость звука</b>	Функция Sound Clarity (Четкость звука) обеспечивает реалистичное звучание, охватывающее весь спектр ситуаций использования слуховых аппаратов. Исключительная четкость достигается за счет функции HD Spatial, расширенного динамического диапазона, расширенного диапазона частот, функций EchoShield, HD Music, eWindScreen™, управления речью и шумом и подавления обратной связи.	●●●●●	●●●●●	●●●	●●	●●
<b>Качество восприятия речи</b>	Функция качество восприятия речи обеспечивает лучшее понимание голосов других людей посредством использования эксклюзивной технологии Ultra HD e2e. Среди других функций с технологией Ultra HD e2e следует выделить режим узкой направленности, Spatial SpeechFocus™ и TwinPhone.	●●●●●	●●●●●	●●●	●●	●●
<b>Возможности подключения</b>						
<b>Прямой аудиостриминг</b>	Слуховые аппараты Signia Nx можно подключать напрямую к iPhone, чтобы отвечать на телефонные звонки и прослушивать музыку на потоковых сервисах без дополнительных приспособлений. При подключении аксессуара StreamLine Mic прямой аудиостриминг также возможен с устройств на базе Android и других мобильных устройств с функцией Bluetooth. Подключив StreamLine TV, можно напрямую передавать стереозвук высокого качества в слуховые аппараты Nx. Доступно для устройств с функцией Bluetooth.	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●
<b>Индивидуальное управление</b>	Технически подкованные пользователи могут по достоинству оценить расширенные возможности управления слуховыми аппаратами. Слуховые аппараты Signia Nx предлагают таким пользователям широкий диапазон возможностей, доступных в приложениях Signia для дистанционного управления.	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●
<b>Дистанционная медицинская поддержка</b>						
<b>TeleCare</b>	Функция TeleCare предоставляет дистанционные услуги для врачебного наблюдения за пациентами с момента предварительного приема и даже после приобретения устройства. Она обеспечивает успешное прохождение периода привыкания и способствует более гибкой настройке слуховых аппаратов. Кроме того, наличие встроенного приложения повышает степень автономии и уровень вовлеченности пользователя.	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●

●●●●● = максимальная эффективность функции

# Совершенство стиля, прямая передача аудио и возможность зарядки на ходу

**Новинка!**



## Основные характеристики

- Новая стильная конструкция корпуса
- Естественное звучание собственного голоса и улучшенное распознавание речи в условиях шума благодаря наличию чипа Nx



Совместимость с приложением Signia App



Функция TeleCare



Автономное зарядное устройство



Возможность подключения через Bluetooth



**StreamLine TV**  
StreamLine TV обеспечивает непосредственную передачу телевизионного сигнала в слуховые аппараты Signia Styletto Connect.



**StreamLine Mic**  
StreamLine Mic обеспечивает беспроводную передачу аудиоданных (телефонные звонки, музыка и т. д.) с любого устройства при помощи Bluetooth.

7

5

3

## Signia Styletto Connect

Новые слуховые аппараты Styletto Connect от Signia сочетают в себе удобство, изящный стиль и передовые достижения в области передачи звука. Инновационная платформа Nx от Signia, перезаряжаемый литий-ионный аккумулятор и возможности Bluetooth-подключения превращают Styletto Connect в стильное украшение для ушей с функцией свободной передачи сигнала в любых условиях. Сочетание высокого качества и уникального дизайна Styletto Connect выделяет данные слуховые аппараты на фоне конкурирующих продуктов и способствует привлечению новых клиентов.

### Ультратонкие слуховые аппараты с выносным ресивером

Модель	
Тип ресивера	miniReceiver 2.0 M
	
Матрица (камера 2 см³)	60/119 дБ
Батарея	
Тип	Литий-ионный аккумулятор
Потребление энергии	1.4 мА

# Удобная беспроводная подзарядка с функцией подключения по Bluetooth

**Новинка!**

**OWN VOICE PROCESSING**  
**OVP**

**ULTRA HD**  
**e2e**



## Основные характеристики

- Перезаряжаемый литий-ионный аккумулятор
- Передача высококачественного бесперебойного аудиосигнала
- Естественное звучание собственного голоса и улучшенное распознавание речи в условиях шума благодаря наличию чипа Nx



Совместимость с приложением Signia App



Функция TeleCare



Бесконтактная зарядка Inductive Charger II



Возможность подключения через Bluetooth



**StreamLine TV**  
StreamLine TV обеспечивает непосредственную передачу телевизионного сигнала в слуховые аппараты Signia Pure Charge&Go Nx.



**StreamLine Mic**  
StreamLine Mic обеспечивает беспроводную передачу аудиоданных (телефонные звонки, музыка и т. д.) с любого устройства при помощи Bluetooth.

7Nx

5Nx

3Nx

2Nx

1Nx

sDemo

## Pure Charge&Go Nx

Charge&Go — просто зарядить, легко пользоваться. Слуховые аппараты с выносным ресивером Pure Charge&Go Nx от Signia, оснащенные литий-ионным аккумулятором с удобной беспроводной системой перезарядки, теперь стали доступными для еще более широкого круга пользователей. Для аппаратов Pure Charge&Go Nx доступны все уровни производительности 7Nx, 5Nx, 3Nx, 2Nx и 1Nx. Минималистичный дизайн сочетается в них с высоким качеством подключения через Bluetooth, а также с наличием дистанционной поддержки Signia TeleCare и высокотехнологичной системы беспроводной зарядки. С проверенным алгоритмом настройки Nx Fit вы почувствуете удобство от ношения аппарата с самого начала.

### Заушные аппараты с выносным ресивером

Модель	miniReceiver 2.0 S	miniReceiver 2.0 M	miniReceiver 2.0 P	miniReceiver 2.0 HP
Тип ресивера				
Матрица (камера 2 см³)	45/108 дБ	60/119 дБ	70/124 дБ	75/130 дБ
Батарея	Литий-ионный аккумулятор	Литий-ионный аккумулятор	Литий-ионный аккумулятор	Литий-ионный аккумулятор
Тип	Литий-ионный аккумулятор	Литий-ионный аккумулятор	Литий-ионный аккумулятор	Литий-ионный аккумулятор
Потребление энергии	1.2 мА	1.4 мА	1.3 мА	1.3 мА

# Самый компактный слуховой аппарат со всеми необходимыми функциями, включая прямой аудиостриминг



## Ключевые возможности

- Максимально естественное звучание собственного голоса и наилучшее качество понимания речи в условиях шума благодаря чипу Nx
- Компактная, незаметная конструкция
- Технология Ultra HD e2e и функция Bluetooth



Совместим с Signia App



Совместим с устройством CROS для людей с необратимой односторонней потерей слуха



Возможность подключения через Bluetooth



**StreamLine TV**  
С StreamLine TV, ТВ сигнал непосредственно подается в Pure 312 Nx.



**StreamLine Mic.**  
Новый StreamLine Mic обеспечивает громкую потоковую передачу звука (телефонные звонки, музыка и т. д.) с любого устройства с подключением Bluetooth.

- 7Nx
- 5Nx
- 3Nx
- sDemo

## Pure 312 Nx

Оснащенный всеми преимуществами платформы Signia Nx, слуховой аппарат Pure 312 Nx поддерживает оптимальный баланс звучания собственного голоса пользователя и окружающей звуковой среды. Таким образом, этот слуховой аппарат в компактном элегантном корпусе обеспечивает наиболее естественное звучание собственного голоса и наилучшее качество понимания речи в условиях шума. Несмотря на свой компактный дизайн, слуховые аппараты Pure 312 Nx предлагают высочайшие возможности подключения: прямой аудиостриминг через Bluetooth или приложение Signia App\*.

\*Для Android и iOS

### Заушные слуховые аппараты с выносным ресивером

Модель	miniReceiver 2.0 S	miniReceiver 2.0 M	miniReceiver 2.0 P	miniReceiver 2.0 HP
Тип ресивера				
Матрица (камера 2 см³)	45/108 дБ	60/119 дБ	70/124 дБ	75/130 дБ
Батарея	312	312	312	312
Тип	312	312	312	312
Потребление энергии	1.2 мА	1.4 мА	1.3 мА	1.3 мА

# Простота и естественное звучание

## Ключевые возможности

- Ультракомпактный корпус
- Великолепная разборчивость речи в условиях шума
- Дистанционное управление
- Батарея тип 10



Совместим с Signia App



Notch-терапия для лечения шума в ушах



**Приложение Signia App и пульт miniPocket**  
Для максимальной незаметности управляйте слуховым аппаратом Pure 10 Nx с помощью бесплатного приложения Signia App или пульта miniPocket.

7Nx

5Nx

3Nx

sDemo

## Pure 10 Nx

Компактный слуховой аппарат Pure 10 Nx обеспечивает незаметность и максимально естественное звучание. Его элегантный дизайн и улучшенные аудиологические технологии позволяют вам слышать четко и понимать речь собеседника даже в очень шумных ситуациях. Слуховой аппарат Pure 10 Nx будет отличным решением для пользователей, ищущих простое и незаметное решение.

### Заушные слуховые аппараты с выносным ресивером

Модель	miniReceiver 2.0 S	miniReceiver 2.0 M	miniReceiver 2.0 P	miniReceiver 2.0 HP
Тип ресивера				
Матрица (камера 2 см³)	45/108 дБ	55/113 дБ	60/118 дБ	65/123 дБ
Батарея	10	10	10	10
Потребление энергии	1.2 мА	1.3 мА	1.2 мА	1.2 мА



# Идеальный вариант перезаряжаемых заушных слуховых аппаратов с функцией подключения через Bluetooth

**Новинка!**



- 7Nx
- 5Nx
- 3Nx
- 2Nx
- 1Nx
- sDemo

## Motion Charge&Go Nx

С появлением модели Motion Charge&Go Nx слуховые аппараты Signia стали по-настоящему универсальными. Теперь клиентам доступны все уровни производительности, а также все преимущества моделей Signia Nx, в том числе литий-ионные аккумуляторы с беспроводной подзарядкой и функция подключения через Bluetooth в сочетании с надежной конструкцией. Благодаря превосходному качеству звука, удобству передачи сигнала и легкости настройки слуховые аппараты Motion Charge&Go Nx являются оптимальным решением практически для всех клиентов.

### Основные характеристики

- Перезаряжаемый литий-ионный аккумулятор
- Передача высококачественного бесперебойного аудиосигнала
- Естественное звучание собственного голоса и улучшенное распознавание речи в условиях шума благодаря наличию чипа Nx



Совместимость с приложением Signia App



Функция TeleCare



Бесконтактная зарядка Inductive Charger II



Возможность подключения через Bluetooth



**StreamLine TV**  
StreamLine TV обеспечивает непосредственную передачу телевизионного сигнала в слуховые аппараты Signia Motion Charge&Go Nx.



**StreamLine Mic**  
StreamLine Mic обеспечивает беспроводную передачу аудиоданных (телефонные звонки, музыка и т. д.) с любого устройства при помощи Bluetooth.

### Заушные слуховые аппараты

Модель	Motion Charge&Go Nx	Motion Charge&Go Nx
Матрица (камера 2 см³)	ThinTube 56/126 дБ	Рожок 63/134 дБ
Батарея		
Тип	Литий-ионный аккумулятор	Литий-ионный аккумулятор
Потребление энергии	2 мА	1.4 мА

# Прямой аудиостриминг с широким спектром настроек



## Ключевые возможности

- Максимально естественное звучание собственного голоса и наилучшее качество понимания речи в условиях шума благодаря чипу Nx
- Компактная, незаметная конструкция
- Технология Ultra HD e2e и функция Bluetooth



Совместим с Signia App



Стандартный аккумуляторный отсек может быть заменен на батарейный отсек с встроенной Т-катушкой



Совместим с устройством CROS для людей с необратимой односторонней потерей слуха



Возможность подключения через Bluetooth



**StreamLine TV**  
С StreamLine TV, ТВ сигнал непосредственно подается в Motion 13 Nx.



**StreamLine Mic.**  
Новый StreamLine Mic обеспечивает громкую потоковую передачу звука (телефонные звонки, музыка и т. д.) с любого устройства с подключением Bluetooth.

7Nx

5Nx

3Nx

sDemo

## Motion 13 Nx

Невероятно многофункциональный Motion™ 13 Nx, доступный в модели малого размера и новой стильной модели заушной слуховой аппарат идеален для пользователей с индивидуальными потребностями и с потерей слуха умеренной, тяжелой или даже глубокой степени. Он гармонизирует голос пользователя и звуки окружающей среды, обеспечивая наиболее естественное звучание собственного голоса и наилучшее качество понимания речи в условиях шума. Слуховые аппараты Motion 13 Nx и Motion 13P Nx обеспечивают полноценные возможности подключения через Bluetooth с опциональным модулем Т-катушки (T-Coil), встроенным в батарейный отсек.

### Заушные слуховые аппараты

Модель

Модель	Motion 13 Nx	Motion 13P Nx
Матрица (камера 2 см³)	ThinTube 56/126 дБ Рожок 63/134 дБ	ThinTube 65/130 дБ Рожок 77/135 дБ
Батарея	13	13
Тип	13	13
Потребление энергии	1.4 – 2.0 мА	1.7 – 2.0 мА

# Практически незаметно и естественно

## Ключевые возможности


- Технология Ultra HD e2e для оптимального распознавания речи и наиболее естественного звучания
- Вкладыши Click Sleeves для мгновенного комфорта
- Незаметные для других
- Система бинауральной направленности OneMic



Совместим с Signia App



Совместим с устройством CROS для людей с необратимой односторонней потерей слуха



**Один щелчок-и все готово**  
Теперь доступны в четырех размерах, достаточно защелкнуть вкладыши Click Sleeves на слуховые аппараты Silk Nx и они надежно разместятся в ухе.

- 7Nx
- 5Nx
- 3Nx
- sDemo

## Silk Nx

Новые компактные и легко адаптируемые слуховые аппараты Silk™ Nx обеспечивают естественное восприятие и исключительное качество звука. Готовый внутриканальный слуховой аппарат (CIC), оснащенный технологией Ultra HD e2e для высококачественной беспроводной бинауральной обработки звука, на 20 % компактнее модели Silk primax™, что обеспечивает пользователю полную свободу действий. Гибкие силиконовые вкладыши Click Sleeves обеспечивают оптимальное расположение слуховых аппаратов Silk Nx в ушах без лишних временных затрат.

А для пользователей с необратимой односторонней потерей слуха модель CROS Silk Nx представляет собой наиболее незаметное решение — это первый в мире внутриканальный слуховой аппарат с системой CROS.

### Готовые внутриушные слуховые аппараты Click

Модель	
	Click CIC
	
Матрица (камера 2 см³)	50/113 дБ
Батарея	
Тип	10
Потребление энергии	1.1 мА

# Практически незаметно и естественно. Индивидуальное исполнение.

## Ключевые возможности

- Технология Ultra HD e2e для оптимального распознавания речи и наиболее естественного звучания
- Компактность в сочетании с мощной матрицей
- Все модели с функциями беспроводного подключения и дистанционного управления



Совместим с Signia App



Совместим с устройством CROS для людей с необратимой односторонней потерей слуха



**Опциональная кнопка переключения программ** для внутриканальных слуховых аппаратов Insio Nx. Стандартную крышку батарейного отсека Insio Nx можно заменить крышкой со встроенной кнопкой переключения программ.

7Nx

5Nx

3Nx

## Insio Nx

Адаптированный к потребностям самых взыскательных пользователей, новый слуховой аппарат Insio™ Nx от Signia обеспечивает более естественное звучание и полную свободу действий. Оснащенный технологией Ultra HD e2e для высококачественной беспроводной бинауральной обработки звука и вместе с тем компактный внутриканальный слуховой аппарат с одним микрофоном, Insio обеспечивает кристально чистый звук и непревзойденное распознавание речи даже в очень шумной среде. Новые более компактные компоненты обладают преимуществами для пользователей с узкими слуховыми проходами.

### Индивидуально изготавливаемые внутриушные аппараты

Модель	IIC	CIC
Матрица (камера 2 см³)	50/113 дБ <sup>1</sup>	50/113 дБ 55/118 дБ 65/124 дБ
Батарея		
Тип	10	10
Потребление энергии	1.3 мА <sup>1</sup>	1.3 мА <sup>1</sup>

(1) Максимальное значение

# Незаметный. Мощный. Простой в использовании.



## Ключевые возможности

- Ультеракомпактный дизайн
- Бинауральное прослушивание в HD-качестве
- Клинически доказанное облегчение звуковосприятия
- Батарея тип 10



Совместим с Signia App



Notch-терапия  
для лечения шума в ушах

7рх

5рх

3рх

2рх

1рх

## Асе primax

Слуховой аппарат Ace primax от Signia эффективно сочетает в себе три основных элемента, обеспечивающих свободу действий: миниатюрный размер, автоматические функции и возможности дистанционного управления. Благодаря комплексной технологии primax устройство обеспечивает непревзойденное качество понимания речи и является идеальным решением для тех, кто стремится к максимальной свободе при пользовании слуховым аппаратом.

### Заушные слуховые аппараты с выносным ресивером

Модель	miniReceiver 2.0 S	miniReceiver 2.0 M	miniReceiver 2.0 P	miniReceiver 2.0 HP
Тип ресивера				
Матрица (камера 2 см <sup>3</sup> )	45/108 дБ	55/113 дБ	60/118 дБ	65/123 дБ
Батарея	10	10	10	10
Тип	10	10	10	10
Потребление энергии	0.9 мА	1.0 мА	0.9 мА	0.9 мА

# Полнофункциональный. Бинауральный. Простой в использовании.



## Ключевые возможности

- Перезаряжаемый
- Возможности беспроводного подключения
- Батарея тип 312
- Бинауральное прослушивание в HD-качестве
- Клинически доказанное облегчение звуковосприятия



Потоковое аудио с easyTek™ (Smart Connect) и приложением easyTek App



Совместим с устройством CROS для людей с необратимой односторонней потерей слуха.



**Зарядное устройство Smart Power (eCharger)** за ночь перезаряжает и просушивает слуховые аппараты Pure primax, поэтому вашим клиентам не нужно беспокоиться о смене батарей

7рх

5рх

3рх

2рх

1рх

## Pure primax

Благодаря передовой технологии primax слуховой аппарат Pure primax от Signia обеспечивает непревзойденный акустический комфорт и предлагает тонкие настройки. Конструкция корпуса с элегантным, сдержанным дизайном также позволяет легко и быстро менять батареи. Слуховой аппарат Pure primax может использоваться с аккумуляторами и перезаряжается при помощи зарядного устройства Smart Power, дистанционное управление аппаратом возможно посредством приложения Signia App, а благодаря устройству easyTek™ (Smart Connect) пользователи получают полный доступ к возможностям аудиостриминга.

\*Опция доступна только в технологических уровнях 3рх, 5рх, 7рх

### Заушные слуховые аппараты с выносным ресивером

Модель	miniReceiver 2.0 S	miniReceiver 2.0 M	miniReceiver 2.0 P	miniReceiver 2.0 HP
Тип ресивера				
Матрица (камера 2 см³)	45/108 дБ	60/119 дБ	70/124 дБ	75/130 дБ
Батарея				
Тип	312	312	312	312
Потребление энергии	0.9 мА	1.0 мА	1.0 мА	1.1 мА

# Революционный слуховой аппарат без необходимости замены батареи



## Ключевые возможности

- Перезаряжаемый литий-ионный аккумулятор
- Бесперебойная работа в течение 24 часов с неограниченными возможностями передачи данных
- Бесконтактная, индуктивная зарядка
- Бинауральное прослушивание в HD-качестве
- Клинически доказанное облегчение звуковосприятия



Потоковое аудио с easyTek™ (Smart Connect) и приложением easyTek App



**Умные технологии:** при размещении в зарядном устройстве Inductive Charger II слуховые аппараты Cellion primax начинают заряжаться автоматически

7px

5px

3px

2px

## Cellion primax

Инновационный слуховой аппарат Cellion primax от Signia оснащен современной литий-ионной технологией Cellion primax в уникальной конструкции OneShell без крышки батарейного отсека. Благодаря мощному аккумулятору, который заряжается при помощи индукционной зарядки, слуховые аппараты Cellion primax могут работать на протяжении 24 часов.

### Заушные слуховые аппараты с выносным ресивером

Модель	miniReceiver 2.0 S	miniReceiver 2.0 M	miniReceiver 2.0 P	miniReceiver 2.0 HP
Тип ресивера				
Матрица (камера 2 см³)	45/108 дБ	60/119 дБ	70/124 дБ	75/130 дБ
Батарея	Литий-ионный аккумулятор	Литий-ионный аккумулятор	Литий-ионный аккумулятор	Литий-ионный аккумулятор
Тип	0.9 мА	1.0 мА	1.0 мА	1.1 мА
Потребление энергии				

# Стильный. Удобный. Простой в использовании



## Ключевые возможности

- Стильный и компактный корпус
- Простота в обращении
- Бинауральное прослушивание в HD-качестве
- Клинически доказанное облегчение звуковосприятия
- Опция в моделях Motion SA, P и SP primax: возможность прямого аудиовхода посредством аудиобаашмака



Совместим с Signia App



Потоковое аудио с easyTek™ (Smart Connect) и приложением easyTek App



Notch-терапия для лечения шума в ушах



Прямой Аудиовход



**Зарядное устройство Smart Power (eCharger)** за ночь перезаряжает и просушивает слуховые аппараты Motion SX primax, поэтому вашим клиентам не нужно беспокоиться о замене батарей

7рх

5рх

3рх

2рх

1рх

## Motion primax

Слуховые аппараты Motion primax™ от Signia представлены в широкой и разнообразной линейке заушных слуховых аппаратов. Будь то миниатюрная модель S или стильная и мощная модель P, модель SA с возможностью оснащения аудиобаашмаком, перезаряжаемая модель SX или сверхмощная модель SP — линейка Motion primax предлагает решение почти для каждого уха и каждого случая потери слуха. Для максимального удобства все модели семейства Motion оснащены функцией дистанционного управления и обеспечивают полный доступ к возможностям аудиостриминга.

### BTE

#### Модель

Модель	Motion S primax	Motion SX/SA primax	Motion P primax	Motion SP primax
Матрица (камера 2 см³)	LifeTube 45/124 дБ Рожок 55/124 дБ	ThinTube 53/126 дБ Рожок 60/130 дБ	ThinTube 65/129 дБ Рожок с демпфером 70/131 дБ Рожок без демпфера 77/135 дБ	Рожок 82/140 дБ
Батарея				
Тип	312	13	13	675
Потребление энергии	0.9 мА	1.0 – 1.1 мА	1.2 – 1.6 мА	2.1 мА



# Защелкнуть. Вставить в ухо. Готово

## Ключевые возможности


- Вкладыши Click Sleeves для быстрого размещения в ухе
- 4 размера вкладышей подойдут для любого уха
- Незаметные для других
- Система бинауральной направленности OneMic
- Клинически доказанное облегчение звуковосприятия



Потоковое аудио с easyTek™ (Smart Connect) и приложением easyTek App



Notch-терапия для лечения шума в ушах



### Один щелчок - и все готово

Теперь доступны в четырех размерах, достаточно защелкнуть вкладыши Click Sleeves на слуховые аппараты Silk primax и они надежно разместятся в ухе.

7рх

5рх

3рх


2рх

1рх

## Silk primax

Обладая всеми удобствами внутриканальных слуховых аппаратов, практически невидимая модель Signia Silk primax™ удобно и быстро размещается в ухе. Благодаря гибким силиконовым вкладышам Click Sleeves слуховые аппараты Silk primax занимают оптимальное положение в ушах, оснащены системой бинауральной направленности OneMic и предоставляют полноценные возможности беспроводного соединения. Это делает их идеальными для начинающих пользователей, ищущих незаметное и готовое для использования решение, не требующее лишних хлопот.

### Готовые внутриушные слуховые аппараты

Модель	
	
Матрица (камера 2 см³)	50/113 дБ
Батарея	
Тип	10
Потребление энергии	1.1 мА

# Ультракомпактный. С учетом индивидуальных особенностей. Простой в использовании

## Ключевые возможности

- Система бинауральной направленности OneMic
- Компактность в сочетании с матрицей высокой мощности
- Возможности беспроводного соединения и дистанционного управления
- Мощная матрица во всех моделях, от невидимых внутриканальных до внутриушных
- Клинически доказанное облегчение звуковосприятия



Потоковое аудио с easyTek™ (Smart Connect) и приложением easyTek App



Notch-терапия для лечения шума в ушах



7px

5px

3px

## Insio primax

Адаптированный к потребностям самых взыскательных пользователей, слуховой аппарат Insio primax™ от Signia предлагает полную свободу и максимальную эффективность в использовании. Благодаря функции бинауральной направленности OneMic даже самые небольшие внутриканальные модели с одним микрофоном обеспечивают эффективную направленность вперед.

Во всех моделях предусмотрена возможность дистанционного управления для максимальной свободы действий.

### ITE

Модель

	CIC	ITC
Матрица (камера 2 см³)	50/113 дБ; 55/118 дБ; 65/124 дБ;	50/113 дБ; 55/118 дБ; 65/124 дБ;
Батарея		
Тип	10	312
Потребление энергии	1.1 мА <sup>1</sup>	1.1 мА <sup>1</sup>

(1) Макс. значения

# Доказанная технология, комфорт при ношении

## Ключевые возможности

- Для людей при любой степени потери слуха
- Эргономичный дизайн для оптимального комфорта при ношении
- Дистанционное управление для максимального удобства и свободы действий



Совместим с Signia App



Прямой Аудиовход



Essential

## Intuis 3 BTE

Все модели заушных слуховых аппаратов Intuis 3 от Signia предлагают проверенную технологию с 6-канальным МРО с расширенными опциями регулировки и индивидуальными настройками. Подходящие при любой степени потери слуха, легкие в обращении заушные слуховые аппараты Intuis 3 оснащены автоматическими направленными микрофонами для четкого слухового восприятия, функциями дистанционного управления

### BTE

Модель

	Intuis 3 S	Intuis 3 M	Intuis 3 P	Intuis 3 SP
Матрица (камера 2 см³)	LifeTube 45/124 дБ Рожок 55/124 дБ	LifeTube 53/125 дБ Рожок 60/130 дБ	Рожок 70/134 дБ	Рожок 80/140 дБ
Батарея				
Тип	312	13	13	675
Потребление энергии	0.9 мА	1.0 мА	1.4 мА	2.4 мА

Ключевые возможности

- Подходят при снижении слуха от умеренной до тяжелой степени
- 6-канальный МРО с расширенными опциями регулировки и индивидуальными настройками
- Дистанционное управление для максимального удобства и свободы действий



Совместим с Signia App



Essential

# Intuis 3 Click, CIC, ITC

Готовые внутриушные слуховые аппараты Intuis 3 Click и внутриушные слуховые аппараты. Вы можете предложить своим клиентам широкий ряд внутриушных моделей, включая готовые внутриушные слуховые аппараты Intuis 3 Click и внутриушные модели, изготавливаемые с учетом индивидуальных особенностей. Не имеет значения, стремятся ли ваши клиенты найти готовое решение или предпочитают модель по индивидуальному заказу, слуховые аппараты Intuis 3 - оптимальный вариант. Все модели с проверенной технологией обеспечивают четкое слуховое восприятие, оснащены функцией дистанционного управления для максимальной свободы действий.

Готовые внутриушные / индивидуально изготавливаемые слуховые аппараты

Модель	Intuis 3 Click CIC, Click ITC	Intuis 3 CIC, ITC
Матрица (камера 2 см³)	Click CIC 50/113 дБ Click ITC 55/116 дБ	CIC 50/113 дБ; ITC 55/118 дБ;
Батарея		
Тип	Click CIC 10, Click ITC 312	CIC 10, ITC 312
Потребление энергии	1.1 мА	1.1 мА

(1) Макс. значения

## Приложения, аксессуары и совместимость слухового аппарата

Цель этого обзора - показать, какие приложения и аксессуары совместимы с нашими слуховыми аппаратами. В зависимости от решения, которое выберут ваши клиенты, они даже смогут повысить качество слухового восприятия и уровень комфорта при ношении благодаря этому продуманному портфолио.

Слуховой аппарат	Приложения		CROS/ BiCROS <sup>A</sup>	Стримеры и трансмиттеры				Пульт ДУ	Зарядное устройство
	Signia App	easyTek App		StreamLine TV	StreamLine Mic	easyTek (Smart Connect)	ТВ Трансммиттер		
									
<b>Stylecto Connect</b>	●	-	-	●	●	-	-	●	●
Pure 10 Nx	●	-	-	-	-	-	-	●	-
Pure Charge &GO Nx	●	-	● <sup>B</sup>	●	●	-	-	●	●
Motion Charge &GO Nx	●	-	● <sup>B</sup>	●	●	-	-	●	●
Pure 312 Nx	●	-	● <sup>B</sup>	●	●	-	-	●	-
Motion 13 Nx	●	-	● <sup>B</sup>	●	●	-	-	●	-
Motion 13P Nx	●	-	● <sup>B</sup>	●	●	-	-	●	-
Silk Nx	●	-	● <sup>C</sup>	-	-	-	-	●	-
Insio Nx	●	-	● <sup>C</sup>	-	-	-	-	●	-
Ace primax	●	-	-	-	-	-	-	●	-
Pure primax	●	●	● <sup>A,D</sup>	-	-	●	●	●	● <sup>A,E</sup>
Cellion primax	●	●	● <sup>D,F</sup>	-	-	●	●	●	●
Motion SP primax	●	●	● <sup>A,D</sup>	-	-	●	●	●	-
Motion P primax	●	●	● <sup>A,D</sup>	-	-	●	●	●	-
Motion SX primax	●	●	● <sup>A,D</sup>	-	-	●	●	●	● <sup>A,E</sup>
Motion SA primax	●	●	● <sup>A,D</sup>	-	-	●	●	●	-
Motion S primax	●	●	-	-	-	●	●	●	-
Silk primax	●	●	● <sup>A,D</sup>	-	-	●	●	●	-
Insio primax	●	●	● <sup>A,D</sup>	-	-	●	●	●	-
Intuis 3	●	-	-	-	-	-	-	●	-

A) Не доступен с 2px/1px  
E) Совместим с Smart Power (eCharger)

B) Совместим с CROS Pure 312 Nx  
F) Не доступен с 2px

C) Совместим с CROS Silk Nx

D) Совместим с CROS Pure

# Слуховые аппараты

Тип СА	RIC			
Модель	Stylecto Connect	Pure 10 Nx	Pure 312 Nx	Pure Charge&Go Nx
Технологический уровень	7Nx/5Nx/3Nx	7Nx/5Nx/3Nx	7Nx/5Nx/3Nx	7Nx/5Nx/3Nx/2Nx/1Nx
Фото				
Матрица (камера 2 см³)	60/119 дБ	S 45/108 дБ M 55/113 дБ P 60/118 дБ HP 65/123 дБ	S 45/108 дБ M 60/119 дБ P 70/124 дБ HP 75/130 дБ	S 45/108 дБ M 60/119 дБ P 70/124 дБ HP 75/130 дБ
Тип батареи	Литий-ионный аккумулятор	10	312	Литий-ионный аккумулятор
Энергопотребление	1.4 мА (16-19 часов)	1.2 – 1.3 мА	1.2 – 1.4 мА	1.2 – 1.4 мА (19-21 час)

## Основные данные

Количество каналов обработки сигнала/ручная регулировка	7Nx - 48/20; 5Nx - 32/16; 3Nx - 24/12;	7Nx - 48/20; 5Nx - 32/16; 3Nx - 24/12;	7Nx - 48/20; 5Nx - 32/16; 3Nx - 24/12;	7Nx - 48/20; 5Nx - 32/16; 3Nx - 24/12; 2Nx - 16/8; 1Nx - 16/8;
Программы	6	6	6	7Nx/5Nx/3Nx – 6 2Nx/1Nx – 4
TwinPhone	●	—	●	7Nx/5Nx/3Nx
Возможность перезаряжать аккумулятор	●	—	—	●
Регулятор громкости	—	—	●	—
Кнопка/Переключение программ	—	—	—	●
Т-катушка	—	—	опция	—
Функция батарейного отсека вкл/выкл	—	●	●	—
Тонкая трубка (LifeTube-ThinTube)	—	—	—	—
Аудиовход	—	—	—	—
Тиннитус-маскер	●	●	●	кроме 1Nx
Тональная терапия тиннитуса (Notch терапия)	●	●	●	7Nx/5Nx/3Nx
CROS/BiCROS	—	—	CROS Pure 312 Nx	CROS Pure 312Nx 7Nx/5Nx/3Nx

## Модификация




Возможность смены корпуса	—	●	●	●
---------------------------	---	---	---	---

## Аксессуары






Аудиостриминг	●*	—	●*	●*
Пульт ДУ	StreamLine Mic; StreamLine TV; Signia App; miniPocket;	Signia App; miniPocket;	StreamLine Mic; StreamLine TV; Signia App; miniPocket;	StreamLine Mic; StreamLine TV; Signia App; miniPocket;
Адаптер/башмак/программатор/кабель для программирования	NoahLink wireless	адаптер 10	адаптер 312 / Noahlink Wireless	NoahLink wireless
Вариант акустической связи	miniReceiver 2.0	miniReceiver 2.0	miniReceiver 2.0	miniReceiver 2.0
Bluetooth	●	—	●	●

Аудиостриминг\* - прямой стриминг с iPhone и стриминг через StreamLine Mic

# Слуховые аппараты

RIC		
Ace рх	Pure рх	Cellion рх
7рх/5рх/3рх/2рх/1рх	7рх/5рх/3рх/2рх/1рх	7рх/5рх/3рх/2рх
		
S 45/108 дБ M 55/113 дБ P 60/118 дБ HP 65/123 дБ	S 45/108 дБ M 60/119 дБ P 70/124 дБ HP 75/130 дБ	S 45/108 дБ M 60/119 дБ P 70/124 дБ HP 75/130 дБ
10	312	Литий-ионный аккумулятор
0.9 – 1.0 мА	0.9 – 1.1 мА	0.9 – 1.1 мА (>24 часов)
7рх - 48/20; 5рх - 32/16; 3рх - 24/12; 2рх - 16/8; 1рх - 16/8;	7рх - 48/20; 5рх - 32/16; 3рх - 24/12; 2рх - 16/8; 1рх - 16/8;	7рх - 48/20; 5рх - 32/16; 3рх - 24/12; 2рх - 16/8;
7рх/5рх/3рх – 6 2рх/1рх – 4	7рх/5рх/3рх – 6 2рх/1рх – 4	7рх/5рх/3рх – 6 2рх – 4
—	7рх/5рх/3рх	7рх/5рх/3рх
—	7рх/5рх/3рх опционально	●
—	●	—
●	—	●
—	●	●
●	●	—
—	—	—
—	easyTek (Smart Connect)	easyTek (Smart Connect)
кроме 1рх	кроме 1рх	●
7рх/5рх/3рх	7рх/5рх/3рх	7рх/5рх/3рх
—	7рх/5рх/3рх (CROS Pure)	7рх/5рх/3рх (CROS Pure)
●	●	●
—	●	●
Signia App; miniPocket;	easyTek (Smart Connect); ТВ трансмиттер (с easyTek); Signia App; miniPocket;	easyTek (Smart Connect); ТВ трансмиттер (с easyTek); Signia App; miniPocket;
адаптер 10	адаптер 312 / ConnexxAir	кабель CS 44 / ConnexxAir
miniReceiver 2.0	miniReceiver 2.0	miniReceiver 2.0
—	—	—







# Слуховые аппараты

BTE				
Motion 13 Nx	Motion 13P Nx	Motion Charge&Go Nx	Motion SP px	Motion P px
7Nx/5Nx/3Nx	7Nx/5Nx/3Nx	7Nx/5Nx/3Nx/2Nx/1Nx	7px/5px/3px/2px/1px	7px/5px/3px/2px/1px
				
ThinTube 56 / 126 дБ Рожок 63/134 дБ	ThinTube 65/130 дБ Рожок 77/135 дБ	ThinTube 56 / 126 дБ Рожок 63/134 дБ	Рожок 82/140 дБ	ThinTube 65/129 дБ Рожок с демпфером 70/131 дБ Рожок без демпфера 77/135 дБ
13	13	Литий-ионный аккумулятор	675	13
1.4 – 2.0 мА	1.7 – 2.0 мА	1.4 – 2.0 мА (19-21 час)	2.1 мА	1.0 – 1.6 мА
7Nx - 48/20; 5Nx - 32/16; 3Nx - 24/12;	7Nx - 48/20; 5Nx - 32/16; 3Nx - 24/12;	7Nx - 48/20; 5Nx - 32/16; 3Nx - 24/12; 2Nx - 16/8; 1Nx - 16/8;	7px - 24/16; 5px - 24/16; 3px - 24/12; 2px - 16/8; 1px - 16/8;	7px - 48/20; 5px - 32/16; 3px - 24/12; 2px - 16/8; 1px - 16/8;
6	6	7Nx/5Nx/3Nx – 6 2Nx/1Nx – 4	7px/5px/3px – 6 2px/1px – 4	7px/5px/3px – 6 2px/1px – 4
●	●	7Nx/5Nx/3Nx	7px/5px/3px	7px/5px/3px
—	—	●	—	—
●	●	—	●	●
—	—	●	●	—
опция	опция	—	●	●
●	●	—	●	●
(ThinTube)	(ThinTube)	(ThinTube)	—	(ThinTube)
—	—	—	аудиобашмак/ easyTek (Smart Connect)	аудиобашмак/ easyTek (Smart Connect)
●	●	кроме 1Nx	кроме 1px	кроме 1px
●	●	7Nx/5Nx/3Nx	—	7px/5px/3px
CROS Pure 312 Nx	CROS Pure 312 Nx	7Nx/5Nx/3Nx (CROS Pure 312Nx или CROS Pure Charge&Go Nx)	7px/5px/3px (CROS Pure)	7px/5px/3px (CROS Pure)
●	●	●	—	●
●*	●*	●*	●	●
StreamLine Mic; StreamLine TV; Signia App; miniPocket;	StreamLine Mic; StreamLine TV; Signia App; miniPocket;	StreamLine Mic; StreamLine TV; Signia App; miniPocket;	easyTek (Smart Connect); ТВ трансмиттер (с easyTek); Signia App; miniPocket;	easyTek (Smart Connect); ТВ трансмиттер (с easyTek); Signia App; miniPocket;
адаптер 13 / Noahlink Wireless	адаптер 13 / Noahlink Wireless	NoahLink wireless	кабель CS 44 / ConnexxAir	адаптер 13 / ConnexxAir
ThinTube	ThinTube	ThinTube	—	ThinTube
●	●	●	—	—

Аудиостриминг\* - прямой стриминг с iPhone и стриминг через StreamLine Mic



# Слуховые аппараты

BTE					
Motion SX/SA px	Motion S px	Intuis 3 S	Intuis 3 M	Intuis 3 P	Intuis 3 SP
7px/5px/3px/2px/1px	3px/2px/1px	Essential	Essential	Essential	Essential
					
ThinTube 53/126 дБ Рожок 60/130 дБ	LifeTube 45/124 дБ Рожок 55/124 дБ	LifeTube 45/124 дБ Рожок 55/124 дБ	LifeTube 53/125 дБ Рожок 60/130 дБ	Рожок 70/134 дБ	Рожок 80/140 дБ
13	312	312	13	13	675
1.0 – 1.1 мА	0.9 мА	0.9 мА	1.0 мА	1.4 мА	2.4 мА
7px - 48/20; 5px - 32/16; 3px - 24/12; 2px - 16/8; 1px - 16/8;	3px - 24/12; 2px - 16/8; 1px - 16/8;	12/6	12/6	12/6	12/6
7px/5px/3px – 6 2px/1px – 4	3px – 6 2px/1px – 4	4	4	4	4
7px/5px/3px	—	—	—	—	—
опция для SX (7px/5px/3px)	—	—	—	—	—
●	—	—	●	●	●
—	●	●	—	●	●
●	—	—	●	●	●
●	●	●	●	●	●
ThinTube	LifeTube	LifeTube	LifeTube	—	—
аудиобашмак (кроме SX)/ easyTek (Smart Connect)	easyTek (Smart Connect)	—	аудиобашмак	аудиобашмак	аудиобашмак
кроме 1px	кроме 1px	—	—	—	—
7px/5px/3px	3px	—	—	—	—
7px/5px/3px (CROS Pure)	—	—	—	—	—
●	—	—	—	—	—
●	●	—	—	—	—
easyTek (Smart Connect); ТВ трансмиттер (с easyTek); Signia App; miniPocket;	easyTek (Smart Connect); ТВ трансмиттер (с easyTek); Signia App; miniPocket;	Signia App; miniPocket;	Signia App; miniPocket;	Signia App; miniPocket;	Signia App; miniPocket;
адаптер 13 / ConnexxAir	адаптер 312 / ConnexxAir	адаптер 312	адаптер 13	Башмак 13	Башмак 675
ThinTube	LifeTube	LifeTube	LifeTube	—	—
—	—	—	—	—	—

# Слуховые аппараты

Тип СА	ITE		
	Insio Nx IIC/CIC	Insio primax CIC	Insio primax ITC
Модель			
Технологический уровень	7Nx/5Nx/3Nx	7px/5px/3px	7px/5px/3px
Фото			
Матрица (камера 2 см³)	IIC, CIC - 50/113 дБ; CIC - 55/118 дБ; CIC - 65/124 дБ;	50/113 дБ; 55/118 дБ; 65/124 дБ;	50/113 дБ; 55/118 дБ; 65/124 дБ;
Размер батареи	10	10	312
Энергопотребление	1.3 мА	1.1 мА	1.1 мА

## Основные данные

Количество каналов обработки сигнала/ручная регулировка	7Nx - 48/20; 5Nx - 32/16; 3Nx - 24/12;	7px - 48/20; 5px - 32/16; 3px - 24/12;	7px - 48/20; 5px - 32/16; 3px - 24/12;
Программы	6	6	6
TwinPhone	●	опция	опция
Возможность перезаряжать аккумулятор	—	—	—
Регулятор громкости	—	—	●
Кнопка/Переключение программ	опция для CIC	опция	●
T-катушка	—	—	опция
Функция батарейного отсека вкл/выкл	●	●	●
Тонкая трубка (LifeTube-ThinTube)	—	—	—
Аудиовход	—	easyTek (Smart Connect)	easyTek (Smart Connect)
Тиннитус-маскер	●	●	●
Тональная терапия тиннитуса (Notch терапия)	●	●	●
CROS/BiCROS	CROS Silk Nx	CROS Pure	CROS Pure





## Модификация

Возможность смены корпуса	—	—	—
---------------------------	---	---	---

## Аксессуары

Аудиостриминг	—	easyTek (Smart Connect)	easyTek (Smart Connect)
Пульт ДУ	Signia App; miniPocket;	easyTek (Smart Connect); ТВ трансмиттер (с easyTek); Signia App; miniPocket;	easyTek (Smart Connect); ТВ трансмиттер (с easyTek); Signia App; miniPocket;
Адаптер/башмак/программатор/кабель для программирования	CIC - Flex connector / ConnexxAir IIC - только ConnexxAir	Flex connector / ConnexxAir	Flex connector / ConnexxAir
Вариант акустической связи	—	—	—
Bluetooth	—	—	—

# Слуховые аппараты

Click			
Silk Nx CIC	Silk px CIC	Intuis 3 Click CIC	Intuis 3 Click ITC
7Nx/5Nx/3Nx	7px/5px/3px/2px/1px	Essential	Essential
			
50/113 дБ	50/113 дБ	50/113 дБ	55/116 дБ
10	10	10	312
1.1 мА	1.1 мА	1.1 мА	1.0 мА
7Nx - 48/20; 5Nx - 32/16; 3Nx - 24/12;	7px - 48/20; 5px - 32/16; 3px - 24/12; 2px - 16/8; 1px - 16/8;	12/6	12/6
6	7px/5px/3px – 6 2px/1px – 4	1	4
●	—	—	—
—	—	—	—
—	—	—	●
—	—	—	●
—	—	—	—
●	●	●	●
—	—	—	—
—	easyTek (Smart Connect)	—	—
●	● (кроме 1px)	—	—
●	7px/5px/3px	—	—
CROS Silk Nx	7px/5px/3px (CROS Pure)	—	—
—	—	—	—
—	—	—	—
—	easyTek (Smart Connect)	—	—
Signia App; miniPocket;	easyTek (Smart Connect); ТВ транзиттер (с easyTek); Signia App; miniPocket;	Signia App; miniPocket;	Signia App; miniPocket;
Flex connector / ConnexxAir	Flex connector / ConnexxAir	Flex connector	Flex connector
—	—	—	—
—	—	—	—

**Официальный производитель**  
Signia GmbH  
Анри Дюнан Штрассе 100,  
91058 г. Эрланген. Германия.

**ООО «Сивантос (РУС)»**  
Россия, 129075, г. Москва, ул. Аргуновская, д.3 стр.1  
Тел. + 7 (495) 401-96-36  
e-mail: support.cis@sivantos.com  
[www.signia-hearing.ru](http://www.signia-hearing.ru)